

【新型コロナ関連】唾液（だえき）を用いた PCR 検査について

唾液 PCR 検査は、唾液を 2cc (mL) 程度容器に溜めるだけの、非常に侵襲性の低い簡単な検体採取で判定できる検査です。この検査を受けていただくにあたり、ご予約が必要となります。

【唾液検体のとり方】

《採取前の注意事項》

飲食や歯磨き、うがい直後の唾液採取はウイルスの検出に影響を与える可能性があるため避けてください。目安として飲食等の後、最低 10 分以上できれば 30 分ほど空けていただくようお願いいたします。

- 1) 自然に分泌される唾液を口の中に 2 分間ぐらい溜めます。
- 2) 指定の容器のキャップを開け、口に溜まった唾液を中に静かに吐き出します。
必要な唾液の量は 1~2cc (mL) です。溜めては出すを繰り返してください。
- 3) 容器の目盛で 1 cc (mL) 以上が入っていることを確認してください。
- 4) 容器のキャップをしっかり閉めていただき、指定の場所に提出してください。
- 5) これ以降の作業は、医療従事者側で行います。